



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M20	Coloración de plata metenamina (para P. jirovecii)	Microscopía con coloración de Plata metenamina (Gomori-Grocott)	Lavado bronco alveolar, biopsias, secreciones bronquiales, esputos, extendidos de cepillado bronco alveolar.	No Aplica	Debe recolectarse en frasco estéril, con tapa rosca.	Estas muestras deben enviarse al laboratorio a la mayor brevedad posible en los recipientes adecuados, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B). Temperatura de envío: 4°C	3 - 6 Días	Martes y jueves